

血糖値測定の方法

2. 先端のとがった細い針などで血管を狙って突きます。
猫は耳の**外側**、犬は耳の**内側**を使用します。



1. 耳にワセリンをつけて毛をねかせて
液体をはじくようにします。



3. このくらい血液の玉が出来たら成功です。

5. 測定器にピッと付けたら、
測定完了です。1、2秒で結果が出ます。



4. 簡易血糖測定器
「アルファトラック2 グルコースメーター」です。

完了!!



6. あとは圧迫して止血をしたら終了です。
慣れた人なら5分くらいでできます。

